



CGM startdokument

CGM startdokument

– Pumpefunktioner og checkliste – starte med kontinuerlig glukosemåling (CGM)

For at du let og enkelt skal kunne starte med at anvende CGM funktionen i din insulinpumpe, er det vigtigt, du får tilstrækkelig med information. Det er dit ansvar at tage vare på din egen behandling og at anvende pumpen korrekt. Vi har lavet en checkliste som kan hjælpe dig med at kontrollere, hvilken information du har fået. Læs gerne selv materialet og stil spørgsmål fra starten. Sæt flueben efterhånden. Husk, du kan have fået informationen på andre tidspunkter!

Introduktion	CGM	Øvrig information
<p>Forstå CGM</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Trendinstrument<input type="checkbox"/> Erstatte ikke BG måling<input type="checkbox"/> Viser retning og hastighed<input type="checkbox"/> Insulindoser og dosis justering udregnes efter BG taget fra fingerspidsen <p>Start med CGM</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Tag senderen ud af æsken<input type="checkbox"/> Notér start dato<input type="checkbox"/> Registrer senderen<input type="checkbox"/> Gem æsken <p>Programmering</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Indstil alarmer<input type="checkbox"/> Højt og lav BG<input type="checkbox"/> Stigningshastighed<input type="checkbox"/> Mindskningshastighed<input type="checkbox"/> Udenfor område<input type="checkbox"/> Fast alarm på 3,1mmol/L <p>Sætte Sensoren</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Gem forpakningen (rekl.)<input type="checkbox"/> Horisontalt<input type="checkbox"/> Maven (underhudsfedt)<input type="checkbox"/> Rengør huden<input type="checkbox"/> Fjern hår ved behov<input type="checkbox"/> 7 cm fra infusionsset <p>Grundlæggende funktioner</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Genvejsknap til CGM<input type="checkbox"/> Start måleperioden<input type="checkbox"/> Start efter 2 timer<input type="checkbox"/> Indtast 2 blodglukoseværdier for at starte	<p>Kalibrering = BG test</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Ved start – 2 stk<input type="checkbox"/> Hver 12 time<input type="checkbox"/> Når som helst<input type="checkbox"/> Mellem 2,2 – 22,2 mmol/L<input type="checkbox"/> BG fra Ez Carb - OK <p>CGM-trend</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> BG konstant i bevægelse<input type="checkbox"/> Pile<input type="checkbox"/> CGM data aktuel tid<input type="checkbox"/> Diagram 1, 3, 6, 12 og 24<input type="checkbox"/> Farvekoder<ul style="list-style-type: none">- Rød- Grøn- Blå <p>Afslutning af måleperioden</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Automatisk efter 7 døgn<input type="checkbox"/> Påmindelse 6-, 2-timer og 30 min før stop<input type="checkbox"/> Bekræfte afslutning<input type="checkbox"/> Vælg Start/Stop CGM-menuen - vælg afbryd <p>Fjerne sensoren/senderen</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Løsn plastret fra kroppen, og fjern det "hele" på een gang(sensor/sender)<input type="checkbox"/> Løsn ikke senderen når sensoren stadig sidder på kroppen<input type="checkbox"/> Løsn senderen fra sensor-pladen med sikkerhedslåsen<input type="checkbox"/> Kassér IKKE senderen! Flegangs – 6 måneders garanti	<p>Advarsler og alarmer</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Insulintilførslen påvirkes ikke af advarsler og alarmer<input type="checkbox"/> Fast sikkerhedsalarm 3,1mmol/L kan ikke inaktiveres <p>CGM-historik</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Kun under måleperioden<input type="checkbox"/> Seneste kalibrering<input type="checkbox"/> CGM advarsler <p>Sådan skal du kalibrere</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Vask hænderne<input type="checkbox"/> Samme BG måler<input type="checkbox"/> Kalibreret BG måler<input type="checkbox"/> Test fra fingerspidsen (kapillærprøve) <p>Kalibrer ikke hvis</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> ANT eller ??? vises<input type="checkbox"/> BG > 22,2 eller < 2,2<input type="checkbox"/> BG fra alternative stikkesteder <p>Kontraindikation</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Paracetamol (alle doser) Anvend f.eks ibuprofen<input type="checkbox"/> MR (magnetresonanskamera) <div data-bbox="1133 1691 1364 1915"></div>

DK-1055-141111

Ifølge loven er vi forpligtet til, at have sporbarhed af vores produkter. Dette betyder, at vi skal være i stand til, at kunne kontakte dig med vigtige oplysninger, hvis det er nødvendigt. Vi beder dig hjælpe os ved at udfylde nedenstående formular.

Det udfyldte dokument kan sendes direkte til vores lokale produktspecialist eller gives til sygeplejersken.

Obligatoriske oplysninger

Pumpens serienr.: _____ Pumpestartsdato: _____

Sender ID: _____ CGM-startdato: _____

Pumpebrugerens navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ By: _____ Tel: _____

Fødselsdato _____

E-mailadresse: _____

Frivillige oplysninger

Hvilket sygehus/afdeling er du tilknyttet? _____

Hvad hedder din diabetessygeplejerske/læge? _____

	Ja	Nej
Vil du have nyhedsbrev via E-post?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Har du tidligere haft pumpe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hvis Ja , Hvilken model og mærke? _____		

Har du anvendt CGM før?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hvis Ja , Hvilken model og mærke? _____		

Vær venlig at skrive under på, du har fået informationen som findes i checklisten på næste side.

Pumpebrugerens underskrift: _____ (alt. forældrenes underskrift)