

## Genstart af Tandem t:slim X2™ insulinpumpe med Basal-IQ™ – og Control-IQ™-teknologi

**Frakobl pumpen fra kroppen.** Kontroller, at der er mindst 50E tilbage i reservoiret, før pumpen genstartes. Bemærk, at når pumpen har været genstartet/slukket, skal man efterfølgende gennemgå Påfyld-processen med Udskift reservoir (det gamle reservoir kan blive siddende i pumpen, hvis insulinet stadig er i orden at bruge) og også fylde slangen med mindst 10,2E. Du skal også vælge sproget igen efter at pumpen er genstartet, men ellers forbliver alle indstillinger intakte. Hvis din sensorsession er aktiv, må du ikke stoppe sensoren, før du genstarter din Tandem t:slim X2™ insulinpumpe.

1. Tilslut pumpen til en strømkilde.
2. Tryk og hold start / sluk knappen nede i mindst 30 sekunder, også selvom pumpen i mellemtiden blinker eller bipper. Fortsæt med at holde knappen nede. Pumpen skal bippe og vibrere og derefter slukker den. Frakobl pumpen fra strømkilden, kontroller, at pumpen er slukket ved at trykke på start / sluk knappen – Skærmen må ikke tændes. Kobl pumpen fra strømkilden.
3. Pumpen skal derefter hvile uden at være tilsluttet strømkilden i 20 minutter.
4. Tilslut igen pumpen til strømkilden. Skærmen/pumpen tænder automatisk - vent bare. Du skal ikke trykke på start/sluk knappen.
5. Vælg sprog, og gentag Påfyld processen.
6. Hvis du anvender CGM er din CGM-grafik sat på pause. Genstart sensorsessionen. Indtast sensorkode igen i pumpen. Hvis du ikke kan huske din sensorkode, kan du finde den i din Pumpe under Indstillinger/Historik/CGM-historie/Komplet, vælg den dag, du startede sensorsessionen og find den "specificerede sensorkode". Den firecifrede kode er til højre under klokkeslæt. Der vil ikke være nogen ny opvarmningsperiode, men det kan tage et stykke tid, før du får din CGM-graf tilbage.
7. Husk, at IOB (Aktiv insulin i kroppen) nulstilles, når pumpen genstartes.

## Restart of Tandem t:slim X2™ insulin pump with Basal-IQ™- and Control-IQ™ technology

**Disconnect the pump** from your body. Confirm that at least 50 units of insulin remains in the cartridge before restarting the pump. Note that when the pump has been switched off, you must load the cartridge again (you can use the "old" cartridge if the insulin is still ok to use) and fill the tubing with at least 10.2 units. You will also need to reselect the language after restarting the pump, but all other settings remain. If your sensor session is active, do not stop the sensor before restarting the Tandem t:slim X2 insulin pump.

1. Connect the pump to a power source.
2. Press and hold the start-/quick bolus button for at least 30 seconds even if the pump lights up or beeps during this process. Continue to hold down the button. The pump will beep and then switch off. Disconnect the pump from the power source and confirm that the pump is switched off by pressing the start-/quick bolus button, the screen should not light up.
3. The pump should now rest without being connected to a power source for 20 minutes.
4. Reconnect the pump to a power source. The screen will automatically light up – just wait. Do not hold down the button to start the pump.
5. Select your language and redo the load process for the cartridge.
6. If you are using your CGM, the CGM trend graph will temporarily be paused. Restart the sensor session. Re-enter the sensor code in the pump. If you do not remember your sensor code, you can find it in your pump under Options/History/CGM history/Complete, select the day you started the sensor session and look for "sensor code entered". The four-digit code is on the right below the time. There will not be a new warm-up period, but it may take a while before you get your CGM trend graph back.
7. Keep in mind that the IOB (insulin on board) is reset when the pump is restarted.