

Genstart af Tandem t:slim X2 insulinpumpe

Læs hele denne instruktion igennem, inden du genstarter din insulinpumpe!

Frakobl pumpen fra kroppen. Kontroller, at der er mindst 80E tilbage i reservoiret, før pumpen genstartes. Bemærk, at når pumpen har været genstartet/slukket, skal man efterfølgende gennemgå Påfyld-processen med Udskift reservoir (det gamle reservoir kan blive siddende i pumpen, hvis insulinet stadig er i orden at bruge) og også fylde slangen med mindst 10,2E. Du skal også vælge sproget igen efter at pumpen er genstartet, men ellers forbliver alle indstillinger intakte. Hvis din sensorsession er aktiv, må du ikke stoppe sensoren, før du genstarter din Tandem t:slim X2 insulinpumpe. Hvis du ikke har en igangværende sensorsession på din Pumpe, kan du springe punkt 6 over.

1. Tilslut pumpen til en strømkilde.
2. Tryk og hold start / sluk knappen nede i mindst 30 sekunder, også selvom pumpen i mellemtiden blinker, vibrerer eller bipper. Fortsæt med at holde knappen nede, også selvom skærmen slukker. Pumpen skal bippe og vibrere og derefter slukker den. Frakobl pumpen fra strømkilden, kontroller, at pumpen er slukket ved at trykke på start / sluk knappen – Skærmen må ikke tændes. Kobl pumpen fra strømkilden.
3. Pumpen skal derefter hvile uden at være tilsluttet strømkilden i **20 minutter**.
4. Tilslut igen pumpen til strømkilden. Skærmen/pumpen tænder automatisk - vent bare. Du skal ikke trykke på start/sluk knappen.
5. Vælg sprog, og gentag Påfyld processen.
6. Din CGM-graf er stoppet midlertidigt. Du skal starte din sensorsession på ny i pumpen.
Hvis Dexcom G7: Gå i Indstillinger --> Min CGM --> Start G7-sensor, vælg blå flueben for at tilslutte til din nuværende session igen.
Hvis Dexcom G6: Gå i Indstillinger --> Min CGM --> Start G6-sensor. Du kan vælge Spring over, når du bliver bedt om at indtaste sensor-koden i pumpen, når du tilslutter til din nuværende session igen.
7. Husk, at IOB (Aktiv insulin i kroppen) nulstilles, når pumpen genstartes.

Restart of Tandem t:slim X2 insulin pump

Please read the full instruction before restarting you insulin pump!

Disconnect the pump from your body. Confirm that at least 80 units of insulin remains in the cartridge before restarting the pump. Note that when the pump has been switched off, you must load the cartridge again (you can use the “old” cartridge if the insulin is still ok to use) and fill the tubing with at least 10.2 units. You will also need to reselect the language after restarting the pump, but all other settings remain. If you do not have an active session, you can go ahead and skip step 6.

1. Connect the pump to a power source.
2. Press and hold the start-/quick bolus button for at least 30 seconds even if the pump lights up, vibrates or beeps during this process. Continue to hold down the button even if the screen goes dark. The pump will beep and then switch off. Disconnect the pump from the power source and confirm that the pump is switched off by pressing the start-/quick bolus button, the screen should not light up.
3. The pump should now rest without being connected to a power source for **20 minutes**.
4. Reconnect the pump to a power source. The screen will automatically light up – just wait. Do not hold down the button to start the pump.
5. Select your language and redo the load process for the cartridge.
6. Your CGM trend graph will temporarily be paused. You will need to restart the sensor session in the pump.
If you are using Dexcom G7: Go to Options --> My CGM --> Start G7 sensor. Press the blue checkmark to reconnect to your current sensor session.
If you are using Dexcom G6: Go to Options --> My CGM --> Start G6 sensor. You may select SKIP when the pump asks for the Sensor Code when you reconnect to your current sensor session.
7. Keep in mind that the IOB (insulin on board) is reset when the pump is restarted.