

# Indstillinger af Animas® Vibe™

Her kan du notere dine personlige indstillinger af Animas Vibe pumpen.

Animas Vibe																
<b>Gå til "Indstilling", vælg</b>																
<b>1. I:K insulin/kulhydratforhold EzCarb</b> (Der er mulighed for 12 forskellige indstillinger)	<b>3. GRÆNSEVÆRDIER</b> Max basal/time _____ Max bolus _____ Max daglig totaldosis _____ Max dosis 2 timer _____															
<table border="1"><thead><tr><th>Kl. 00:00</th><th>1E =</th><th>g</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Kl. 00:00	1E =	g													<b>4. SPROG</b> Sprog _____ Display vises i _____ Kontrast _____ Batteritype <input type="checkbox"/> alka <input type="checkbox"/> lithi
Kl. 00:00	1E =	g														
<b>ISF insulinfølsomhed EzBG</b> (Der er mulighed for 12 forskellige indstillinger)	<b>5. AUTO SLUK</b> <input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> ON og Antal timer _____															
<table border="1"><thead><tr><th>Kl. 00:00</th><th>1E =</th><th>mmol/L</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Kl. 00:00	1E =	mmol/L													<b>6. ADVARSLER</b> Advarsel "Ampul lav" _____ E tilbage Okklusionsfølsomhed <input type="checkbox"/> Høj <input type="checkbox"/> Lav
Kl. 00:00	1E =	mmol/L														
<b>BG mål</b> (Der er mulighed for 12 forskellige indstillinger)	<b>7. AUDIO BOLUS</b> Aktivér <input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> ON Doseringsstrin IE/tryk _____															
<table border="1"><thead><tr><th>Kl. 00:00</th><th>mmol/L</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>	Kl. 00:00	mmol/L									<b>8. INSULIN I KROPPEN (IOB "Insulin On Board")</b> IOB <input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> ON Varighed _____ Timer					
Kl. 00:00	mmol/L															
<b>2. BOLUS</b> Avanceret bolus funktion <input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> ON Påmindelse <input type="checkbox"/> OFF <input type="checkbox"/> ON Doseringshast. <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Forlænget BASAL Antal programmer <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4	<b>9. SYGEDAGE</b> Anvendes til noter omkring diabetes og sygdom. Kun fast information.															

DK-1054-141111

## Basaldosering (Vælg "Menu", vælg "Basal")

(Det aktive basalprogram er markeret med et "A". Der er mulighed for 24 forskellige indstillinger)

Basalprogram A1-Hverdag Total: E		Basalprogram 3-Weekend Total: E	
Start	E/time	Start	E/time
00:00		00:00	

  

Basalrate 2-Andet Total: E		Basalrate 4-Motion Total: E	
Start	E/time	Start	E/time
00:00		00:00	

## Opstart af Animas Vibe

- Inden programmeringen påbegyndes indstilles dato og tid.
- Pumpen primes med en ampul og infusionslange.

Læg nu de ovenstående værdier ind i din Animas Vibe pumpe ved at:

- Vælg "Menu", vælg "Indstillinger", vælg "Avanceret" og programmér i ovenstående rækkefølge.
- Du kan bladere frem eller tilbage ved hjælp af <<-- og -->> i skærmene.