

## Det tryggeste valg inden for diabetesbehandling

Rubin Medical er specialister i diabetes type 1, og det er vores mål at være det tryggeste valg inden for diabetesbehandling. Vi er meget engagerede i vores arbejde, og vi har altid fokus på kundens behov. Som bruger får du det bedste af to verdener: den mindre virksomheds personlige service og tryghed sammen med den kvalitet og konstante udvikling, som kendetegner en innovativ, global virksomhed.

Vi tilbyder førsteklasses diabeteshjælpemidler og tilbehør kombineret med den bedst mulige kundeservice, og vi udvikler løbende vores sortiment for at kunne tilbyde dig den bedst mulige behandling. Læs mere om diabetes og alle vores produkter på vores hjemmeside.

Få seneste nyt ved at følge vores Facebook-gruppe på [facebook.com/rubinmedical](https://www.facebook.com/rubinmedical)

Kundeservice hverdage kl. 8-16: **70 27 52 20**  
Teknisk pumpe-support ud over dette tidsrum: **70 27 52 20**


[www.rubinmedical.dk](http://www.rubinmedical.dk)



## Tandem t:slim X2™ insulinpumpe og tilbehør

### En avanceret insulinpumpe Designet til enkelhed

- Software, der nemt kan opdateres via computer
- Overskuelig og intuitiv touchscreen i farver
- Holdbar konstruktion i aluminium
- Miljøvenlig med genopladeligt batteri
- Basal-IQ-teknologi – forudsiger, pauserer og genoptager doseringen
- Integreret med Dexcom CGM-system og tracking-funktion
- Tryghed med kundesupport døgnet rundt



Artikelnummer	Produktbeskrivelse	Antal pr. pk.
1002684	Tandem t:slim X2™ insulinpumpe	1
1004223	Tandem t:slim X2™ Insulinpumpe Basal-IQ™-teknologi	1

Softwareopdatering til Basal IQ-teknologi til Tandem t:slim X2 Insulinpumpe (1002684) kan bestilles via en separat ordreformular fra Rubin Medical.

# Tilbehør

## Reservoir

En del af pumpens bagside udgør reservoiret, der bør udskiftes hver anden eller tredje dag.

- Indeholder 300 enheder
- Insulinen doseres med høj præcision ved hjælp af Tandems unikke Micro Delivery System
- t:lock-systemet anvendes sammen med Tandem-infusionssett



Artikelnummer	Produktbeskrivelse	Antal pr. pk.
1002541	Tandem t:slim® Cartridge t:lock	10

## Bæresystem




Artikelnummer	Produktbeskrivelse	Antal pr. pk.
1000685	Tandem t:case™ Pump Case, Black	1
1000686	Tandem t:case™ Pump Case, Purple	1
1000687	Tandem t:case™ Pump Case, Blue	1
1000688	Tandem t:case™ Pump Case, Pink	1
1000690	Tandem t:case™ Pump Case, Turquoise	1
1000692	Tandem t:case™ Pump Case, Olive Fatigue	1

## CGM

Tandem t:slim X2 er integreret med CGM-systemet Dexcom.

- Sensoren indføres under huden og måler glukoseniveauet i vævsvæsken
- Sensorværdierne sendes trådløst til pumpen og en smartphone



Artikelnummer	Produktbeskrivelse	Antal pr. pk.
STS-GF-004	Dexcom G5 Mobile/G4 PLATINUM Sensor Kit	4
STT-GF-004	Dexcom G5 Mobile Transmitter Kit	1
STT-GS-003	Dexcom G6 Transmitter Kit	1
STS-GS-003	Dexcom G6 Sensor Kit 3-pack	3

## Pumpetilbehør



Artikelnummer	Produktbeskrivelse	Antal pr. pk.
004113	Tandem t:slim™ USB Cable	1
007866	Tandem t:slim™ Wall Power USB Adapter	1
003934	Tandem t:slim™ Car Power USB Adapter	1
005627	Tandem USB Door Replacement	2
1001553	Tandem Pump Screen Protector	2
004979	Tandem Cartridge Removal Tool	2