



Sikkerhedskontrol og insulinpumpesystemet Tandem t:slim X2 og Dexcom CGM

Informér sikkerhedspersonalet om, at du bærer insulinpumpen Tandem t:slim X2 og en Dexcom CGM.

- Du kan bære både insulinpumpen og sensoren, når du passerer gennem en almindelig metaldetektor.
- Lad aldrig din **Tandem t:slim X2 insulinpumpe** blive udsat for røntgenstråling, som f.eks. den røntgenscanner, der bruges til håndbagage eller indchecket bagage.
- Gå ikke gennem en helkropsscanner med insulinpumpen på. Bed i stedet om en manuel sikkerhedskontrol af pumpen.
- Hvis du bruger **Dexcom G7**, kan du godt passere gennem en helkropsscanner, så længe du ikke bærer insulinpumpen.
- Hvis du bruger **Dexcom G6**, må sensoren ikke udsættes for en helkropsscanner. Bed i stedet om en manuel sikkerhedskontrol.

Ved sikkerhedskontrol af bagage anvendes enten CT-scanning eller traditionel røntgenscanning.

- CT-scanning: Hvis du ikke bliver bedt om at tage væsker eller elektroniske enheder ud af din taske, anvendes der normalt CT-scanning. I dette tilfælde kan ekstra Dexcom-sensorer blive liggende i håndbagagen.
- Traditionel røntgenscanning: Hvis du bliver bedt om at tage væsker og elektronik ud af håndbagagen, anvendes der ældre røntgenteknologi. Tag i så fald dine ekstra Dexcom-sensorer ud, og bed om en manuel kontrol.

Husk at medbringe en lægeerklæring samt ekstra forbrugsartikler i din håndbagage for at sikre en tryk og problemfri rejse.

Er det sikkert at flyve med insulinpumpen Tandem t:slim X2?

Ja, insulinpumpen Tandem t:slim X2 er testet til sikker brug på kommercielle flyvninger og opfylder alle krav til anvendelse ombord på fly.

Tandem t:slim X2 anvender Micro-Delivery-teknologi til insulintilførsel. Det betyder, at insulindoseringen ikke påvirkes af ændringer i lufttrykket under flyvning. Micro-Delivery-teknologien reducerer risikoen for utilsigtet insulindosering og muliggør en meget præcis dosering af insulin.



Scan QR-koden og download et informationsblad, du kan vise til lufthavnspersonalet, hvis der opstår spørgsmål omkring dine hjælpemidler.

Følg os på:

facebook.com/rubinmedicaldanmark
instagram.com/rubinmedicaldanmark

Teknisk support hverdage 8.00- 16.00:
70 27 52 20

Teknisk support uden for åbningstid:
70 27 52 20

www.rubinmedical.dk



Vigtig sikkerhedsinformation: www.tandemdiabetes.com/safetyinfo

© 2026 Rubin Medical ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Tandem Diabetes Care, Tandems logoer, t:slim X2 og Micro-Delivery er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Tandem Diabetes Care, Inc. i USA og/eller andre lande. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 samt alle tilhørende logoer og grafiske symboler er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Dexcom, Inc. i USA og/eller andre lande. Alle øvrige tredjepartsvaremærker tilhører deres respektive ejere.